



Allegato Sub Lotto 6 al Verbale n. 4

LOTTO n° 6

LOTTO n° 6

LOTTO N° 6 - Fornitura In Service di Sistema in Biologia Molecolare per HIV-RNA, HBV-DNA, HCV-RNA, HCV genotipizzazione, HEV-RNA			DITTE CONCORRENTI	
VALUTAZIONE SCHEDE DI CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE CONFORME / NON CONFORME			HOLOGIC	ROCHE
GIUDIZIO: IDONEO / NON IDONEO			CONFORME	CONFORME
GIUDIZIO: IDONEO / NON IDONEO			IDONEO	IDONEO
Sistema strumentale (fino a 25 punti)				
1. Sistema completamente automatico	SI 6 punti No 1 punto	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	Il sistema Panther è costituito da un unico componente che automatizza tutte le fasi dell'estrazione al risultato senza interventi manuali	
			Il sistema Cobas 4800 è costituito da due strumentazioni separate Cobas x480 e z480 ognuna di per se, completamente automatico; tuttavia l'intero Sistema non possiede il completo automatismo in quanto l'operatore deve recuperare, sigillare e trasferire la piastra di estrazione dall'estratore allo strumento di amplificazione	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			6	6
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	1
			6	
2. Estrazioni da diversi materiali biologici. Punteggio assegnato proporzionalmente al numero dei materiali biologici esaminabili. (relazionare)	relazione tecnica fino a punti 6	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	ECCELLENTE: Il sistema Panther, per i test richiesti in gara è in grado di estrarre dai seguenti materiali: plasma, siero, dried blood spot (DBS) per un totale di tre differenti matrici;	
			BUONO: Il sistema Cobas4800, per i test richiesti, è in grado di estrarre dai seguenti materiali: plasma e siero per un totale di due differenti matrici;	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			1	0,75
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	6
			6,90	4,50
3. Minimi tempi di manutenzione giornaliera. Punteggio assegnato proporzionalmente alle ore di manutenzione al giorno. (relazionare)	relazione tecnica fino a punti 8	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	ECCELLENTE: Il sistema Panther non prevede l'intervento dell'operatore per la manutenzione giornaliera. La manutenzione giornaliera viene compiuta in totale automaticamente dal sistema (zero minuti)	
			BUONO: Il sistema prevede, come da relazione, una manutenzione giornaliera pari a 4 minuti;	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			1	0,75
			PUNTEGGIO MASSIMO	8
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	6
4. Media volume campione, escluso volume morto, per i test HIV-HCV-HBV	Fino a 0,5 mL. 5 punti Oltre 0,5 mL. 1 punto	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	Fino a 0,5	
			Fino a 0,5	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			5	5
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	5
Reagenti (fino a 35 punti)				
5. Sistema di prevenzione contaminazioni inserito in architettura dosaggi HIV-HCV-HBV.	SI 5 punti No 1 punto	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	SI	
			SI	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			5	5
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	6
6. Miglior limite di sensibilità per HIV-HCV-HBV	SI 5 punti No 1 punto	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	HIV plasma = 12 cp/ ml - HCV = 5,6 IU/ml plasma - HCV 3,9 IU/ml siero - HBV 5,6 IU/ml plasma - HBV 4,3 IU /ml siero - miglior limite di sensibilità per 3 tipologie di campioni su 5	
			HIV plasma = 14,2 cp/ ml - HCV = 9,2 IU/ml plasma - HCV 7,6 IU/ml siero - HBV 4,4 IU/ml plasma - HBV 2,8 IU /ml siero - miglior limite di sensibilità per 2 tipologie di campioni su 5	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			SI	NO
			PUNTEGGIO MASSIMO	5
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	1
7. Possibilità di lettura sotto la soglia di sensibilità per HIV-HCV-HBV	SI 5 punti No 1 punto	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	SI	
			SI	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			5	5
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	6
8. Reattivi pronti all'uso per HIV-HCV-HBV	SI 5 punti No 1 punto	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	SI	
			SI	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			NO	SI
			PUNTEGGIO MASSIMO	5
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	5
9. N° test eseguibili in contemporanea sullo stesso campione (relazionare). Il punteggio sarà assegnato in proporzione al maggior numero di test eseguibili contemporaneamente sullo stesso campione	Relazione tecnica fino a 5 punti	GIUDIZIO/MOTIVAZIONE	ECCELLENTE: Il sistema Panther è in grado di eseguire fino a un massimo di 4 test sullo stesso campione. Inoltre può alloggiare fino a 4 diversi kit contemporaneamente sul sistema	
			BUONO: Il sistema Cobas è in grado di eseguire fino ad un massimo di 3 test sullo stesso campione	
			COEFFICIENTE	
			PUNTEGGIO MASSIMO	
			1	0,75
			PUNTEGGIO MASSIMO	5
			PUNTEGGIO DEFINITIVO	3,75

RB
M
R
PP